



## Porte-tube à usage unique en polypropylène HOLDEX®



(stérile)

Mode d'emploi

Ce mode d'emploi concerne uniquement les références suivantes : 450263, 450263DE, 450263CN

### Utilisation

Le porte-tube à usage unique en polypropylène HOLDEX® est prévu pour être utilisé dans le cadre de procédures de prélèvement de sang à l'aide de dispositifs de prélèvement équipés d'un raccord Luer femelle.

### Description du produit

Porte-tube jetable en plastique, stérile et à usage unique, comportant sur le dessus un raccord Luer mâle excentré et une aiguille interne fixe en acier inoxydable.

### Manipulation

1. Ouvrez l'emballage avec précaution.
2. Saisissez le porte-tube d'une main et fixez le raccord Luer mâle situé sur le dessus au raccord Luer femelle de l'accessoire de prélèvement. Vérifiez qu'ils sont bien fixés.
3. Procédez au prélèvement sanguin conformément aux procédures en vigueur dans votre établissement.
4. Une fois le prélèvement terminé, mettez le matériel au rebut tel que décrit ci-après.

### Stockage

Stockez le porte-tube entre 4 et 25 °C (40–77 °F).

**REMARQUE** : Évitez toute exposition à la lumière directe du soleil. Le porte-tube risque d'être endommagé s'il est stocké à une température supérieure à la température de stockage maximale recommandée.

### Avertissements et précautions

- Ce dispositif fonctionnera comme prévu s'il est utilisé conformément aux instructions.
- Reportez-vous toujours au mode d'emploi de chaque accessoire.
- Contrôlez l'intégrité de l'emballage individuel avant utilisation. Si l'emballage est ouvert, n'utilisez pas le produit.
- La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection ou de blessures.
- Gardez constamment les mains à l'arrière de l'aiguille pendant l'utilisation et l'élimination.
- Ne touchez jamais l'intérieur du porte-tube.
- Ne recapuchonnez jamais une aiguille. Il est recommandé d'utiliser des accessoires de sécurité.
- Certaines références contiennent du caoutchouc naturel sec (tel qu'indiqué sur l'emballage le cas échéant).
- Vérifiez toujours que les tubes sont correctement remplis lors de l'utilisation d'un système de prélèvement sanguin sous vide.

### Élimination

Respectez les recommandations générales en matière d'hygiène et la réglementation pour la mise au rebut correcte de matériel infecté. Après utilisation, jetez le porte-tube et tous les accessoires à usage unique dans un contenant pour déchets à risque infectieux approprié.

### Informations sur l'étiquette :



Référence du produit



Numéro de lot



À usage unique



Contient du latex naturel  
(toutes les références ne sont pas concernées, reportez-vous à l'étiquette de l'emballage)



Date de péremption. Le dispositif peut être utilisé jusqu'au dernier jour du mois indiqué.



Stérilisé par irradiation



Fabricant



Consulter le mode d'emploi



Températures limites

